

# www.pudelkalaboratoryjne.pl

Pudełka laboratoryjne kartonowe na próbki, inaczej kriopudełka to najwygodniejszy sposób przechowywania próbek.

**pudelkalaboratoryjne.pl** to gwarancja:

- **wysokiej jakości**
- **atrakcyjnej ceny**
- **krótkiego czasu realizacji**

Pudełka laboratoryjne przeznaczone są do wygodnego przechowywania próbek w zamrażarkach niskotemperaturowych. Wewnątrz pudełka znajduje się kratownica na 100 próbek o pojemności 1,5-2,2 ml. Pudełko oraz pokrywa wykonane są z wysokiej jakości kartonu, powleczonego z jednej strony folią, chroniącą je przed wilgocią. Ponadto najbardziej narażone boczne ścianki pudełka i pokrywy (pracujące w czasie otwierania i zamykania) są podwójnej grubości i foliowane także od wewnątrz. Na górze pokrywy znajduje się grafika ułatwiająca umieszczenie opisu zawartości pudełka. Naniesiony flamastrem opis w razie potrzeby można zmyć alkoholem.



**9,90zł netto  
za sztukę**



<b>cena pudełka:</b>	9,90zł netto za sztukę (+VAT 23%)
<b>koszty transportu:</b>	przy zamówieniu poniżej 60 pudełek - 20zł netto od 60 pudełek - <b>GRATIS</b>
<b>transport:</b>	kurierem
<b>płatność:</b>	przelew 14 dni od otrzymania zamówienia
<b>czas realizacji:</b>	do 7 dni

## **zamówienia prosimy kierować:**

email: [pudelka@pudelkalaboratoryjne.pl](mailto:pudelka@pudelkalaboratoryjne.pl)

fax: 25 740 71 43

## **kontakt:**

Completion Marcin Pierz

ul. Katalońska 1/36

02-763 Warszawa

NIP: 521-309-63-92

Tel. 530 170 869

