



## Stelaze na pudelka

Stelaze służą do przechowywania pudełek w zamrażarkach. Aluminiowa, anodowana, lekka konstrukcja sprawia, że są bardzo ergonomiczne. Są dużo lżejsze od stelazy ze stali nierdzewnej, a gdy są w pełni zapelnione z pudełkami i próbkami powoduje to dużą różnicę w wadze. Aluminiowe stelaze magazynują mniej energii w swoich ściankach, w związku z czym oszczędzają energię zamrażarek oraz mniej się oszraniają.



Przechowywanie pudełek w zamrażarkach skraca do minimum otwarcie drzwi zamrażarek, i pozwala najlepiej wykorzystać przestrzeń zamrażarki. Dotarcie do poszukiwanej próbki jest dużo szybsze, co przedłuża ich okres ważności.



Wykonujemy stelaze do zamrażarek pionowych oraz poziomych na dowolną liczbę pudełek. Standardowo są one wymiarowo dostosowane do produkowanych przez nas pudełek. Wykonujemy także stelaze dostosowane wymiarowo do innych pudełek, czy też stelaze całkowicie na zamówienia indywidualne np. bez przegródek służące jako szuflady na różnej wielkości pudełka.

### Wykonujemy:

- Stelaze pionowe (przeważnie od 5 do 14 pudełek)
- Stelaze poziome (od 12 do nawet 21 pudełek)
- Stelaze szuflady (bez przegródek)
- Stelaze na zamówienia indywidualne

