



Akcesoria do elektroforezy


Projektujemy, a następnie wykonujemy dowolne akcesoria do aparatów i urządzeń naszej produkcji oraz innych firm.



Mamy możliwość wykonania dowolnych uszczelki silikonowych także w pojedynczych sztukach. Uszczelki służą do wylewania żeli pomiędzy szybami, bądź też są ogranicznikami przy wylewaniu żeli w saneczkach w elektroforezie poziomej lub innych zastosowań w przeróżnych urządzeniach.




Do elektroforezy pionowej zaprojektujemy i wykonamy dowolnych wymiarów szyby, przekładki i grzebienie. Możemy także wykonać stopki do wylewania żeli, czy multicastery do wylewania większej ilości żeli. Do elektroforezy poziomej dorabiamy grzebienie (także aluminiowe zaostrome), uchwyty, pokrywy, mocowania elektrod, saneczki, stoliki, elektrody mocowane od góry.



Wykonujemy także kable zasilające o specyficznych końcówkach do starszych typów zasilaczy.

Wykonujemy:

- uszczelki
- szyby
- przekładki
- grzebienie
- uchwyty
- stopki
- kable
- elektrody mocowane od góry na żel



Completion

Sprzedaż i dystrybucja:
COMPLETION.PL
email: completion@completion.pl