

ZASILACZE DO ELEKTROFOREZY

Profesjonalne zasilacze do elektroforezy **Enduro** amerykańskiej firmy **Labnet International**.

Zasilacze występują w dwóch modelach:

- **Enduro 0303**

Parametry do 300V, do 500mA, do 90W, możliwość programowania napięcia i natężenia. Posiada timer do 999 minut lub praca ciągła. Wersja europejska z wtykami odpowiednimi do gniazdek europejskich 230V.

- **Enduro 0203**

Parametry do 250V, do 3000mA, do 300W, możliwość programowania napięcia, natężenia i mocy. Posiada timer do 99 godzin 59 minut lub praca ciągła. Można zaprogramować 10 kroków na program i zapisać 20 programów w pamięci zasilacza. Wersja europejska z wtykami odpowiednimi do gniazdek europejskich 230V.

Powyższe zasilacze amerykańskie to najwyższa jakość wykonania. Każdy zasilacz posiada 4 wtyki dodatnie i 4 wtyki ujemne do podłączenia aparatów do elektroforezy.

Obudowa wykonana jest z tworzywa a nie z metalu, od spodu można rozłożyć nóżkę, dzięki czemu ekran ustawiony jest pod kątem, co jest przyjazne dla użytkownika. Wyświetlacz jest bardzo czytelny, programowanie i obsługa odbywa się bardzo intuicyjnie za pomocą 6 przycisków umieszczonych pod wyświetlaczem. Zasilacz jest lekki, waży w zależności od modelu 2,2kg lub 2,5kg, wymiary to 19 x 25 x 8 [cm].

Zasilacze posiadają wbudowaną funkcję wykrywającą brak podłączenia aparatu czy nagłą upływność prądu spowodowaną np. wyciekaniem buforu. W przypadku przerwy w zasilaniu zasilacz automatycznie kontynuuje elektroforezę po powrocie zasilania.

Oferujemy powyższe zasilacze, także w zestawach z aparatami do elektroforezy. Oferujemy także serwis pogwarancyjny zasilaczy (także innych firm).

